



VITA

Descrizione prodotto

VITA PM 9 è stata sviluppata sulla base dell'affermata ceramica di rivestimento a struttura microfine VITA VM 9 e si utilizza per la sovrappressatura su strutture in ZrO_2 parzialmente stabilizzato con ittrio con un coefficiente di espansione termica di $10,4 - 10,6 \times 10^{-6} \times K^{-1}$ come ad es. VITA In-Ceram YZ. È indicata anche per la realizzazione di inlays, onlays, corone parziali, faccette e corone frontali prive di struttura con la tecnica di pittura o di stratificazione.

I VITA PM 9 pellets presentano una fluorescenza naturale. E' co-

sì possibile soddisfare le esigenze esteticamente più sofisticate dei pazienti. I pellets pressabili e individualizzabili consentono la massima razionalità di lavorazione.

VITA PM 9 è disponibile nei seguenti colori VITA SYSTEM 3D-MASTER per ceramica pressabile: 0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P, 3M3P, nelle 2 varianti di trasparenza: O (= opaco) principalmente per la tecnica di sovrappressatura, e T (= traslucente) soprattutto per la tecnica di pittura e la tecnica di stratificazione prive di struttura.

Assortimento VITAPM[®]9

Colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]



US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA PM 9 assortimento Cod. EPM9KIT

Quantità	Contenuto	Materiale
10	confezioni da 5 pz.	VITA PM 9 pellets OM1 - 3M2 opachi
10	confezioni da 5 pz.	VITA PM 9 pellets OM1 - 3M2 traslucenti
1	scatola	VITA PM massa di rivestimento, 56 x 100 g
1	900 ml	VITA PM liquido per massa di rivestimento
1	confezione	VITA PM Pistoni non riutilizzabili, 50 pz
1	pz.	VITA PM Sistema per rivestimento, 200 g, 3 componenti
1	12 g	VITA Firing Paste, siringa
1	pz.	VITA PM Guida colori opachi
1		Istruzioni di impiego

Stampati

Titolo	Denominazione	Nr.
VITA PM massa di rivestimento	Istruzioni di impiego	1414M
VITA PM 9	Foglio informativo	1451
VITA PM 9	Istruzioni di impiego	1450

Articoli VITAPM[®]9

Colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

VITA PM 9 opachi

Denominazione	Contenuto	Cod.
0M1P-O	5 pz.	EPM900M1PO
0M2P-O	5 pz.	EPM900M2PO
1M1P-O	5 pz.	EPM901M1PO
1M2P-O	5 pz.	EPM901M2PO
2M1P-O	5 pz.	EPM902M1PO
2M2P-O	5 pz.	EPM902M2PO
2M3P-O	5 pz.	EPM902M3PO
3M1P-O	5 pz.	EPM903M1PO
3M2P-O	5 pz.	EPM903M2PO
3M3P-O	5 pz.	EPM903M3PO

Scale colori VITA PM 9

Denominazione	Descrizione	Cod.
VITA PM 9 Guida colori opachi	10 colori	E005

VITA PM 9 traslucenti

Denominazione	Contenuto	Cod.
0M1P-T	5 pz.	EPM900M1PT
0M2P-T	5 pz.	EPM900M2PT
1M1P-T	5 pz.	EPM901M1PT
1M2P-T	5 pz.	EPM901M2PT
2M1P-T	5 pz.	EPM902M1PT
2M2P-T	5 pz.	EPM902M2PT
2M3P-T	5 pz.	EPM902M3PT
3M1P-T	5 pz.	EPM903M1PT
3M2P-T	5 pz.	EPM903M2PT
3M3P-T	5 pz.	EPM903M3PT

Accessori VITA PM 9

Denominazione	Descrizione	Contenuto	Cod.
VITA PM massa di rivestimento	scatola	56 x 100 g	EEM100
VITA PM liquido per massa di rivestimento	flacone	900 ml	EEF900
VITA PM Pistoni non riutilizzabili	confezione	50 pz.	E001
VITA PM Sistema per rivestimento	3 componenti, 200 g	-	E004
VITA Firing Paste, Confezione normale	1 siringa	da 12 g	EFP12
VITA Firing Paste, Confezione economica	3 siringhe	da 12 g	EFP123

Vantaggi

- Ceramica pressabile "All-in-One" con 3 indicazioni: sovrappressatura su ossido di zirconio, tecnica di pittura, tecnica di stratificazione e combinazione di entrambe
- Razionalità delle scorte grazie alla gamma strutturata di pellets diversi
- Programma di pressatura identico per le 3 indicazioni
- Cromatizzata e correlata con il più moderno sistema cromatico presente sul mercato: VITA SYSTEM 3D-MASTER
- Individualizzabile con l'intera gamma di ceramiche a struttura microfine VITA VM 9
- Adesione eccellente alle strutture in ZrO₂ parzialmente stabilizzato con ittrio
- Non occorre cottura del Bonder
- Elevata omogeneità del materiale
- Molabilità e lucidabilità eccellenti
- Materiale di rivestimento specifico di alta qualità per risultati di pressatura di alta precisione